

## **Pobieranie próbki kału do próbki z podłożem transportowym**

- próbkę kału pobrać w trzech kolejnych dniach
- bawełnianą wymazówkę zanurzyć w kale (w kilku miejscach) i kilkakrotnie, delikatnie obrócić i włożyć do próbki, tak aby nie zabrudzić ścian próbki i by wymazówka znalazła się w miękkim podłożu na dnie próbki.
- Zamknąć dokładnie próbkę i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- próbki dostarczyć do laboratorium, nie później niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki kału.
- do momentu dostarczenia do laboratorium, próbki przechowywać w temperaturze  $+2^{\circ}\text{C} \div +8^{\circ}\text{C}$ .
- **UWAGA! Na bawełnianej watce wymazówki musi być widoczny kał.**