

Pobieranie próbki kału do próbówki z podłożem transportowym i do pojemnika "kałówki":

- próbkę kału pobrać w trzech kolejnych dniach
- **pierwszego i drugiego dnia** kał pobrać na podłoże transportowe
- bawełnianą wymazówkę zanurzyć w kale (w kilku miejscach) i kilkakrotnie, delikatnie obrócić i włożyć do próbówki, tak aby nie zabrudzić ścian próbówki i by wymazówka znalazła się w miękkim podłożu na dnie próbówki.
- Zamknąć dokładnie próbówkę i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- **trzeciego dnia** kał pobrać łopatką, znajdującą się w pojemniku, w ilości odpowiadającej wielkość orzecha włoskiego.
- zamknąć dokładnie kałówkę i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- wszystkie próbki kału dostarczyć do laboratorium, nie później niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki.

UWAGA ! Na waciku musi być widoczny ślad kału.